




FESMED[®]
Verbandmittel GmbH
Frankenberg/Sa.

SICHER UND SAUBER
FÜR DIE MEDIZIN

PRODUKTKATALOG





SICHER UND SAUBER
FÜR DIE MEDIZIN

Willkommen bei FESMED

unseren Anspruch Ihnen und Ihren Kunden gegenüber wollen wir mit unserem Slogan „sicher und sauber für die Medizin“ zum Ausdruck bringen.

Verbandstoffe in höchster Qualität sowohl nach dem „deutschen Arzneimittelbuch“ DAB und der DIN EN 13485 als auch nach aktueller europäischer Norm für Medizinprodukte, bilden für uns die Grundlage unseres Handelns.

Als familiengeführtes Unternehmen mit einer langen Tradition, welche in die Anfänge des letzten Jahrhunderts zurückreichen, arbeiten wir auch heute noch auf unserem angestammten Firmengelände im sächsischen Frankenberg.

Verbandmüll aus Baumwolle und Zellulose werden bei uns in gewohnter FESMED-Qualität zu erstklassigen Medizinprodukten für die Versorgung von Patienten in Krankenhäusern, Pflegebedürftigen in Seniorenheimen und den Bedarf der niedergelassenen Ärzteschaft verarbeitet.

Wir produzieren mit modernen Produktionsanlagen unter Reinraumbedingungen. Auch verfügen wir über eine eigene Dampfsterilisation, welche wir für die Produktion einer Vielzahl von unterschiedlichen sterilen Erzeugnissen nutzen. Vor allem aber tragen unsere engagierten Mitarbeiter in der Produktion maßgeblich zum Erfolg bei, sodass wir auch heute für unsere Qualität und Zuverlässigkeit bürgen können.

Der großen Anzahl unserer langjährig treuen und verehrten Kundschaft möchten wir an dieser Stelle herzlich danken. Unsere noch neuen und unentschlossenen zukünftigen Partner möchten wir ermutigen, unsere Produkte auszuprobieren und sich selbst zu überzeugen.

Als Geschäftsführerin unseres kleinen mittelständigen Unternehmens, darf ich Sie einladen, sich in unserem Sortiment umzuschauen, unsere Produkte und uns zu testen oder auch bei individuellen Wünschen gern an uns heran zu treten. Kurze Wege und eine flache Hierarchie machen uns flexibel auf Ihre speziellen Bedürfnisse eingehen zu können.

Mit besten Grüßen aus Frankenberg
Janine Flach, Geschäftsführerin



| | |
|--|---------|
| Mullkompressen | 2 - 3 |
| Übersicht FES-Tupf® / Mulltupfer ballonförmig | 4 - 5 |
| Mulltupfer FES-Tupf® | 6 - 7 |
| Mulltupfer maschinell mit Gummiring, ballonförmig | 8 - 9 |
| Mulltupfer handgefertigt ohne Gummiring, ballonförmig | 10 - 11 |
| Verbandmull handgelegt | 12 - 13 |
| Mullzuschnitte | 12 - 13 |
| Tamponadestreifen | 14 - 15 |
| Saugkompressen mit Zellulosekern | 14 - 15 |
| Patientenservietten | 16 - 17 |
| Zahnwatterollen | 16 - 17 |
| Zellstoffwatte ungebleicht | 16 - 17 |
| Zellstofftupfer FES-Zell | 18 - 19 |
| Zellstoffwatteblättchen | 20 - 21 |
| Verbandzellstoff hochgebleicht, konfektioniert | 20 - 21 |
| Verbandzellstoffzuschnitte hochgebleicht | 22 - 23 |
| Allgemeine Geschäfts-, Liefer- und Zahlungsbedingungen | 24 |


Legende: Packg. = Packung, Btl. = Druckverschlussbeutel, FS = Faltschachtel, Kt. = Karton



MULLKOMPRESSEN



... aus 100 %
Baumwolle



ANWENDUNG:

Mullkompressen eignen sich zur allgemeinen Wundversorgung, insbesondere zur Erstversorgung von verschmutzten, infizierten und stark sezernierenden Wunden.

Sie schützen die Wunde vor äußeren Einflüssen (Druck, Fremdkörper und Infektion).

BESCHREIBUNG:


- gebrauchsfertige Mullkompressen
- 17-fädig, DIN EN 14079-VM 17
- aus 100 % Baumwolle
- in verschiedenen Lagen erhältlich
- ES = eingeschlagene Schnittkanten
- werden steril (dampfsterilisiert bei 134°C) und unsteril angeboten

VERPACKUNG:

| | |
|-----------------|--|
| unsteril | 100 Stück in der Faltschachtel 50 Stück in der Faltschachtel 10 Stück im Druckverschlussbeutel 100 Stück in Papierumhüllung |
| steril | eingesiegelt im Beutel aus Spezialpapier, mit Sterilisationsindikator |

Sekundärverpackung:

| | |
|--------------------|---|
| bei 8-fach gelegt | 5 x 2 Stück im Druckverschlussbeutel 25 x 2 Stück in der Faltschachtel |
| bei 12-fach gelegt | 5 x 2 Stück im Druckverschlussbeutel |
| bei 16-fach gelegt | 5 x 2 Stück im Druckverschlussbeutel |



| Größe | | Originalpackung | PZN / PPN | Art.-Nr. | Versandeinheit (Versand ab 1 Packg.) |
|--|--------|-----------------|--------------|----------|---|
| 8-fach gelegt | | | | | |
| 5 x 5 cm | | | | | |
| unsteril | | 100 Stück | 110619211849 | 132215 | 12 FS/Kt. |
| | | 50 Stück | 110631085906 | 132220 | 80 FS/Kt. |
| | | 10 Stück | 110738899310 | 132250 | 80 Btl./Kt. |
| steril | | 25 x 2 Stück | 110619207012 | 132240 | 32 FS/Kt. |
| | | 5 x 2 Stück | 110619215334 | 132230 | 30 Btl./Kt. |
| 7,5 x 7,5 cm | | | | | |
| unsteril | | 100 Stück | 110619212415 | 132216 | 20 FS/Kt. |
| | | 50 Stück | 110631086569 | 132221 | 40 FS/Kt. |
| | | 10 Stück | 110738900119 | 132251 | 35 Btl./Kt. |
| steril | | 25 x 2 Stück | 110619208702 | 132241 | 16 FS/Kt. |
| | | 5 x 2 Stück | 110619217687 | 132231 | 12 Btl./Kt. |
| 10 x 10 cm | | | | | |
| unsteril | | 100 Stück | 110619213078 | 132217 | 32 FS/Kt. |
| | | 50 Stück | 110631087135 | 132222 | 50 FS/Kt. |
| | | 10 Stück | 110738901809 | 132252 | 25 Btl./Kt. |
| steril | | 25 x 2 Stück | 110619209365 | 132242 | 22 FS/Kt. |
| | | 5 x 2 Stück | 110619218253 | 132232 | 12 Btl./Kt. |
| 10 x 20 cm | | | | | |
| unsteril | | 100 Stück | 110619214768 | 132218 | 14 FS/Kt. |
| | | 50 Stück | 110631088825 | 132223 | 34 FS/Kt. |
| | | 10 Stück | 110738902472 | 132253 | 15 Btl./Kt. |
| steril | | 25 x 2 Stück | 110619210159 | 132243 | 9 FS/Kt. |
| | | 5 x 2 Stück | 110619219943 | 132233 | 25 Btl./Kt. |
| 12-fach gelegt | | | | | |
| unsteril | | | | | |
| 10 x 10 cm | Nr. 13 | 100 Stück | 110409461894 | 132210 | 20 FS/Kt. |
| 12 x 10 cm | Nr. 15 | 100 Stück | 110409462460 | 132212 | 20 FS/Kt. |
| steril | | | | | |
| 10 x 10 cm | Nr. 13 | 5 x 2 Stück | 111426707253 | 132206 | 10 Btl./Kt. |
| 12 x 10 cm | Nr. 15 | 5 x 2 Stück | 111426706687 | 132207 | 10 Btl./Kt. |
| 16-fach gelegt | | | | | |
| unsteril | | | | | |
| 5 x 5 cm | Nr. 1 | 100 Stück | 110478735647 | 132213 | 50 FS/Kt. |
| 7,5 x 7,5 cm | Nr. 2 | 100 Stück | 110478736213 | 132214 | 25 FS/Kt. |
| steril | | | | | |
| 5 x 5 cm | Nr. 1 | 5 x 2 Stück | 111426708943 | 132208 | 25 Btl./Kt. |
| 7,5 x 7,5 cm | Nr. 2 | 5 x 2 Stück | 111426709509 | 132209 | 10 Btl./Kt. |
| in Papierumhüllung 8-fach gelegt | | | | | |
| unsteril | | | | | |
| 5 x 5 cm | | 100 Stück | 110159636060 | 132255 | 12 Packg./Kt. |
| 7,5 x 7,5 cm | | 100 Stück | 110159637750 | 132256 | 20 Packg./Kt. |
| 10 x 10 cm | | 100 Stück | 110159638316 | 132257 | 32 Packg./Kt. |
| 10 x 20 cm | | 100 Stück | 110159640800 | 132258 | 14 Packg./Kt. |
| in Papierumhüllung 12-fach gelegt | | | | | |
| unsteril | | | | | |
| 10 x 10 cm | | 100 Stück | 110159642029 | 132259 | 20 Packg./Kt. |



ÜBERSICHT FES-TUPF® / MULLTUPFER BALLONFÖRMIG

ALLGEMEINES

Im Lieferprogramm befinden sich folgende Ausführungen:

- **FES-TUPF®**, Dreieck-Hütchenform
nach FESMED-Technologie
- **Mulltupfer ballonförmig, mit Gummiring**
Schnittkanten innen fest mit Gummiring (Latex)
zusammengehalten
- **Mulltupfer ballonförmig, ohne Gummiring**



IM VERGLEICH: FES-TUPF® / MULLTUPFER BALLONFÖRMIG

im direkten Vergleich lassen sich einige Besonderheiten des FES-TUPF® herausstellen:



| | FES-TUPF® | Mulltupfer ballonförmig |
|--|--|---|
| Größen | 1 cm - 5 cm linsengroß - faustgroß | 2 cm - 7 cm handelsüblich ab walnussgroß |
| Abpackungen | Extrem vielfältig, vor allem Sterilprodukte | Großpackungen |
| Fester Griff - Hineinfassen | Mit z.B. Pinzette möglich | Nicht möglich |
| Kommt es beim Anfassen bzw. Hineinfassen zur Wundberührung bzw. Wundkontakt? | Nein | Nicht ausgeschlossen |
| Gezieltes Abtupfen kleiner Blutungen / Wunden | Sehr gut durch Dreieck-Hütchenform | Weniger gut geeignet |
| Saugvermögen | Hohe Saugfähigkeit bei Nr. 12 und Nr. 15 durch Doppellagigkeit | Gutes Saugvermögen |
| Druckverband | Als kleines Wundkissen verwendbar, besonders anschmiegsam | Möglich |
| Druckverteilung | Gleichmäßig | Punktuell ungleichmäßig |
| Medikamentenapplikation | Sehr gut in die Kammer der Hütchenform möglich | Nicht möglich |
| Desinfektion | Großflächig durch Dreieckform | Deutlich kleinere Fläche |
| Austamponieren | Sehr gut durch Dreieckform und Größenvielfalt möglich | Möglich |

ÜBERSICHT FES-TUPF® / MULLTUPFER BALLONFÖRMIG



GRÖSSEN:

Marktüblich sind verschiedenartige Größenbezeichnungssysteme, die nachstehend in etwa vergleichbar gemacht werden, um die Orientierung zu erleichtern. Jeweilige Bezugsgröße ist die Nummer der FESMED-Größe.

| erhältlich als | FES-TUPF® | | Mulltupfer ballonförmig | | | |
|----------------|------------------------------|-------------|-------------------------|----------------------|-------------|-------------|
| | Durchmesser bzw. Seitenlänge | Bezeichnung | Durchmesser | Bezeichnung | Durchmesser | Bezeichnung |
| linsengroß | ca. 1,0 cm | Nr. 3 | | | | |
| erbsengroß | ca. 1,3 cm | Nr. 4 | | | | |
| bohngengroß | ca. 1,5 cm | Nr. 6 | | | | |
| haselnussgroß | ca. 2,0 cm | Nr. 9 | | | ca. 2,0 cm | Nr. 9 |
| walnussgroß | ca. 3,5 cm | Nr. 12 | ca. 2,5 cm | 15 x 15 cm | ca. 2,5 cm | Nr. 12 |
| pflaumengroß | ca. 5,0 cm | Nr. 15 | ca. 3,0 cm | 20 x 20 cm | ca. 3,5 cm | Nr. 15 |
| eigroß | | | ca. 4,0 cm | 25 x 26 cm (Nr. 15b) | | |
| extragroß | | | ca. 6,0 cm | Nr. 30 | | |
| faustgroß | | | ca. 7,0 cm | Nr. 40 | | |



MULLTUPFER FES-TUPF®

ANWENDUNG:

Mulltupfer dienen zur Blutstillung und Wundreinigung sowie zur großflächigen Hautdesinfektion.


BESCHREIBUNG:

- 20-fädig, DIN EN 14079-VM 20
- aus 100 % Baumwolle
- in verschiedenen Lagen erhältlich
- sicher innen liegende Schnittkanten
- werden steril (dampfsterilisiert bei 134°C) und unsteril angeboten

VERPACKUNG:


unsteril im Druckverschlussbeutel

steril eingesiegelt im Beutel aus Spezialpapier, mit Sterilisationsindikator
 Sekundärverpackung: Faltschachtel bzw. Druckverschlussbeutel



EIGENSCHAFTEN UND BESONDERHEITEN DES FES-TUPF®:

- optimierte Saugfähigkeit durch spezielle FESMED-Faltung
 - aus 2 Lagen Grundzuschnitt ergibt sich ein 20-lagiger Saugkörper
 - aus 1 Lage Grundzuschnitt ergibt sich ein 10-lagiger Saugkörper
- alternativer Einsatz des Tupfers als kleines Wundkissen
- gleichmäßige Druckverteilung auf der verletzten Haut durch Vermeidung von Wulst- und Knüllstellen
- schnelles „Absaugen“ aller Arten Wundflüssigkeit durch die „Ecken“ beim intraoperativen Einsatz
- „Hineinfassen“ in den Tupfer mit der Pinzette möglich
- hohe Variabilität des Einsatzes durch die Vielzahl der Größen



| Größe | Originalpackung | PZN / PPN | Art.-Nr. | Versandeinheit (Versand ab 1 Packg.) |
|---|-----------------|--------------|----------|---|
| Nr. 3 | | | | |
| Grundzuschnitt 1 Lage 4 x 4 cm <i>linsengroß</i>, Durchmesser ca. 1 cm | | | | |
| unsteril | 500 Stück | 110405062164 | 162150 | 60 Btl./Kt. |
| steril | 5 x 10 Stück | 111426634575 | 162139 | 20 Btl./FS |
| | 10 x 10 Stück | 111426641110 | 162140 | 10 Btl./FS |
| Nr. 4 | | | | |
| Grundzuschnitt 1 Lage 5,5 x 6 cm <i>erbsengroß</i>, Durchmesser ca. 1,3 cm | | | | |
| unsteril | 500 Stück | 110405063854 | 162151 | 40 Btl./Kt. |
| steril | 5 x 10 Stück | 111426642800 | 162141 | 20 Btl./FS |
| | 10 x 10 Stück | 111426643463 | 162142 | 10 Btl./FS |

| Größe | Originalpackung | PZN / PPN | Art.-Nr. | Versandeinheit (Versand ab 1 Packg.) |
|-------|-----------------|-----------|----------|---|
|-------|-----------------|-----------|----------|---|

Nr. 6

Grundzuschnitt 1 Lage 8,5 x 8,5 cm **bohngroß**, Durchmesser ca. 1,5 cm

| | | | | |
|----------|--------------|--------------|--------|-------------|
| unsteril | 100 Stück | 110631074762 | 162159 | 50 Btl./Kt. |
| | 400 Stück | 110405064420 | 162152 | 50 Btl./Kt. |
| steril | 5 x 5 Stück | 111426644029 | 162143 | 15 Btl./FS |
| | 10 x 5 Stück | 111426645719 | 162144 | 10 Btl./FS |

Nr. 9

Grundzuschnitt 1 Lage 9 x 9 cm **haselnussgroß**, Durchmesser ca. 2 cm

| | | | | |
|----------|---------------|--------------|--------|-------------|
| unsteril | 100 Stück | 110631075328 | 162160 | 50 Btl./Kt. |
| | 300 Stück | 110405056195 | 162153 | 70 Btl./Kt. |
| steril | 5 x 5 Stück | 111041517980 | 162180 | 15 Btl./FS |
| | 100 x 5 Stück | 111041518546 | 162181 | 12 FS/Kt. |
| | 5 x 25 Stück | 111426646382 | 162145 | 5 Btl./FS |
| | 2 x 75 Stück | 111426648638 | 162146 | 5 Btl./FS |
| | 10 x 75 Stück | 111426650095 | 162147 | 16 FS/Kt. |

Nr. 12

Grundzuschnitt 2 Lagen 12 x 12 cm **walnussgroß**, Durchmesser ca. 3,5 cm, **doppellagig - Hohe Saugfähigkeit**

| | | | | |
|----------|------------------|--------------|--------|--------------|
| unsteril | 100 Stück | 110631077681 | 162161 | 20 Btl./Kt. |
| | 500 Stück | 110405065083 | 162154 | 10 Btl./Kt. |
| steril | 5 x 1 Stück | 111115858968 | 162133 | 10 Btl./FS |
| | 20 x 1 Stück | 111041521693 | 162175 | 100 Btl./Kt. |
| | 100 x 1 Stück | 111041522259 | 162176 | 12 FS/Kt. |
| | 5 x 2 Stück | 111030503127 | 162174 | 10 Btl./FS |
| | 50 x 2 Stück | 110026139672 | 162172 | 16 FS/Kt. |
| | 25 x 3 a 5 Stück | 110026140466 | 162173 | 8 Btl./Kt. |
| | 5 x 6 Stück | 111115859534 | 162134 | 5 Btl./FS |
| | 20 x 6 Stück | 111041523949 | 162177 | 16 FS/Kt. |
| | 5 x 15 Stück | 111115860328 | 162135 | 40 Btl./Kt. |
| | 15 x 15 Stück | 111041525178 | 162178 | 12 FS/Kt. |
| | 2 x 50 Stück | 111426659879 | 162169 | 4 Btl./FS |
| | 10 x 50 Stück | 111426660673 | 162170 | 12 FS/Kt. |

Nr. 15

Grundzuschnitt 2 Lagen 15 x 15 cm **pflaumengroß**, Durchmesser ca. 5 cm, **doppellagig - Hohe Saugfähigkeit**

| | | | | |
|----------|---------------|--------------|--------|--------------|
| unsteril | 100 Stück | 110631078247 | 162162 | 20 Btl./Kt. |
| | 500 Stück | 110409451219 | 162156 | 10 Btl./Kt. |
| steril | 5 x 1 Stück | 111115866166 | 162184 | 10 Btl./FS |
| | 20 x 1 Stück | 111041526868 | 162185 | 100 Btl./Kt. |
| | 100 x 1 Stück | 111041527434 | 162186 | 12 FS/Kt. |
| | 5 x 2 Stück | 111115864937 | 162182 | 10 Btl./FS |
| | 50 x 2 Stück | 111115865503 | 162183 | 16 FS/Kt. |
| | 5 x 5 Stück | 111115862681 | 162187 | 4 Btl./FS |
| | 20 x 5 Stück | 111041528000 | 162188 | 16 FS/Kt. |
| | 5 x 6 Stück | 111115863247 | 162189 | 4 Btl./FS |
| | 20 x 6 Stück | 111041529787 | 162190 | 12 FS/Kt. |
| | 5 x 12 Stück | 111041530581 | 162192 | 50 Btl./Kt. |
| | 25 x 12 Stück | 111041531147 | 162193 | 10 Btl./Kt. |
| | 2 x 30 Stück | 111426661239 | 162167 | 4 Btl./FS |
| | 10 x 30 Stück | 111426662929 | 162168 | 12 FS/Kt. |





ANWENDUNG:

Mulltupfer dienen zur Blutstillung und Wundreinigung sowie zur großflächigen Hautdesinfektion.

BESCHREIBUNG:

- gebrauchsfertige Schlinggazetupfer aus einem Mullzuschnitt
- 20-fädig, DIN EN 14079-VM 20
- aus 100 % Baumwolle
- ballonförmig mit Gummiring
- hohe Saugfähigkeit
- sicher innen liegende Schnittkanten
- werden steril (dampfsterilisiert bei 134°C) und unsteril angeboten

VERPACKUNG:

unsteril im Druckverschlussbeutel

steril eingesiegelt im Beutel aus Spezialpapier, mit Sterilisationsindikator
Sekundärverpackung:
Faltschachtel bzw. Druckverschlussbeutel

... ballonförmig mit Gummiring



| Größe | Originalpackung | PZN / PPN | Art.-Nr. | Versandeinheit (Versand ab 1 Packg.) |
|-------|-----------------|-----------|----------|---|
|-------|-----------------|-----------|----------|---|

Nr. 9

Grundzuschnitt 1 Lage 9 x 12 cm **haselnussgroß**, Durchmesser ca. 2 cm

| | | | | |
|----------|--------------|--------------|--------|-------------|
| unsteril | 50 Stück | 110631081394 | 162257 | 50 Btl./Kt. |
| | 300 Stück | 110405072742 | 162252 | 50 Btl./Kt. |
| | 600 Stück | 110405077917 | 162253 | 35 Btl./Kt. |
| steril | 5 x 2 Stück | 110026075882 | 162205 | 10 Btl./FS |
| | 50 x 2 Stück | 111426666414 | 162208 | 16 FS/Kt. |

Nr. 12

Grundzuschnitt 1 Lage 13 x 16 cm **walnussgroß**, Durchmesser ca. 2,5 cm

| | | | | |
|----------|---------------|--------------|--------|-------------|
| unsteril | 50 Stück | 110631083650 | 162258 | 40 Btl./Kt. |
| | 250 Stück | 110405073308 | 162254 | 40 Btl./Kt. |
| steril | 5 x 2 Stück | 110026339577 | 162206 | 10 Btl./FS |
| | 2 x 50 Stück | 111426669333 | 162209 | 4 Btl./FS |
| | 10 x 50 Stück | 111426674736 | 162210 | 12 FS/Kt. |

Nr. 15

Grundzuschnitt 1 Lage 18 x 18 cm **pflaumengroß**, Durchmesser ca. 3,5 cm

| | | | | |
|----------|---------------|--------------|--------|-------------|
| unsteril | 50 Stück | 110631084216 | 162259 | 20 Btl./Kt. |
| | 130 Stück | 110405075661 | 162255 | 40 Btl./Kt. |
| steril | 5 x 2 Stück | 110026350949 | 162207 | 10 Btl./FS |
| | 2 x 30 Stück | 111426675302 | 162211 | 4 Btl./FS |
| | 10 x 30 Stück | 111426677655 | 162212 | 12 FS/Kt. |



MULLTUPFER handgefertigt ohne Gummiring



ANWENDUNG:

Mulltupfer dienen zur Blutstillung und Wundreinigung sowie zur großflächigen Hautdesinfektion.

BESCHREIBUNG:


- gebrauchsfertige Schlinggazetupfer aus einem Mullzuschnitt
- 20-fädig, DIN EN 14079-VM 20
- aus 100 % Baumwolle
- ballonförmig
- hohe Saugfähigkeit
- sicher innen liegende Schnittkanten
- werden steril (dampfsterilisiert bei 134°C) und unsteril angeboten

VERPACKUNG:

unsteril im Druckverschlussbeutel

steril eingesiegelt im Beutel aus Spezialpapier, mit Sterilisationsindikator
Sekundärverpackung: Faltschachtel bzw. Druckverschlussbeutel

... ballonförmig ohne Gummiring



| Größe | Originalpackung | PZN / PPN | Art.-Nr. | Versandeinheit (Versand ab 1 Packg.) |
|-------|-----------------|-----------|----------|---|
|-------|-----------------|-----------|----------|---|

15 x 15 cm

Grundzuschnitt 1 Lage 15 x 15 cm **walnussgroß**, Durchmesser ca. 2,5 cm

| | | | | |
|----------|---------------|--------------|--------|-------------|
| unsteril | 100 Stück | 110696369135 | 162360 | 20 Btl./Kt. |
| | 500 Stück | 110696371619 | 162361 | 10 Btl./Kt. |
| steril | 5 x 2 Stück | 111426690256 | 162323 | 15 Btl./FS |
| | 50 x 2 Stück | 111426691946 | 162324 | 16 FS/Kt. |
| | 10 x 10 Stück | 111426692512 | 162325 | 30 Btl./Kt. |
| | 2 x 50 Stück | 111426693175 | 162326 | 4 Btl./FS |
| | 10 x 50 Stück | 111426694865 | 162327 | 9 FS/Kt. |

20 x 20 cm

Grundzuschnitt 1 Lage 20 x 20 cm **pflaumengroß**, Durchmesser ca. 3 cm

| | | | | |
|----------|---------------|--------------|--------|-------------|
| unsteril | 100 Stück | 110266709172 | 162355 | 30 Btl./Kt. |
| | 500 Stück | 110266712222 | 162356 | 12 Btl./Kt. |
| steril | 20 x 2 Stück | 110026180627 | 162316 | 60 Btl./Kt. |
| | 50 x 2 Stück | 110026163417 | 162315 | 16 FS/Kt. |
| | 5 x 5 Stück | 111426695431 | 162317 | 5 Btl./FS |
| | 25 x 5 Stück | 111426696094 | 162318 | 16 FS/Kt. |
| | 5 x 20 Stück | 110026251049 | 162331 | 50 Btl./Kt. |
| | 10 x 20 Stück | 110026188721 | 162330 | 9 FS/Kt. |
| | 5 x 50 Stück | 110026261627 | 162333 | 20 Btl./Kt. |

Nr. 15 b

Grundzuschnitt 1 Lage 25 x 26 cm **eigroß**, Durchmesser ca. 4 cm

| | | | | |
|----------|--------------|--------------|--------|-------------|
| unsteril | 100 St | 110631079937 | 162352 | 20 Btl./Kt. |
| | 500 St | 110474383834 | 162351 | 8 Btl./Kt. |
| steril | 5 x 2 Stück | 111426697784 | 162340 | 10 Btl./FS |
| | 50 x 2 Stück | 111426700849 | 162341 | 12 FS/Kt. |
| | 5 x 5 Stück | 111426701415 | 162342 | 40 Btl./Kt. |
| | 5 x 10 Stück | 111426702078 | 162343 | 50 Btl./Kt. |
| | 2 x 30 Stück | 111426703768 | 162344 | 4 Btl./FS |
| | 8 x 30 Stück | 111426704334 | 162345 | 12 FS/Kt. |

Nr. 30

Grundzuschnitt 1 Lage 30 x 30 cm **extragroß**, Durchmesser ca. 6 cm

| | | | | |
|----------|-----------|--------------|--------|------------|
| unsteril | 300 Stück | 110405066773 | 162157 | 8 Btl./Kt. |
|----------|-----------|--------------|--------|------------|

Nr. 40

Grundzuschnitt 1 Lage 40 x 40 cm **faustgroß**, Durchmesser ca. 7 cm

| | | | | |
|----------|-----------|--------------|--------|-------------|
| unsteril | 150 Stück | 110405067339 | 162158 | 10 Btl./Kt. |
|----------|-----------|--------------|--------|-------------|



ANWENDUNG:

Verbandmull ist vielseitig einsetzbar in der Wundversorgung und zum Anfertigen individueller Verbände.

BESCHREIBUNG:

- erhältlich in 1m und 0,8 m Breite
- 20-fädig, DIN EN 14079-VM 20
- aus 100 % Baumwolle
- unter geeigneten Bedingungen sterilisierbar



VERPACKUNG:

unsteril Verbandmull Zickzack in der Faltschachtel
Verbandmull handgelegt,
bis 2 m im Druckverschlussbeutel,
ab 5 m im Klappenbeutel

MULLZUSCHNITTE

ANWENDUNG:

Mullzuschnitte dienen zur allgemeinen Wund- und sonstigen Behandlung.

BESCHREIBUNG:

- in unterschiedlichen Größen hergestellte Mullblättchen
- 20-fädig, DIN EN 14079-VM 20
- aus 100 % Baumwolle
- offene Schnittkanten
- unter geeigneten Bedingungen sterilisierbar

VERPACKUNG:

unsteril verpackt im Klappenbeutel bzw. Druckverschlussbeutel



| Größe | | Originalpackung | PZN / PPN | Art.-Nr. | Versandeinheit (Versand ab 1 Packg.) |
|---|----------|-----------------|--------------|----------|---|
| Verbandmull, in Zickzack-Lagen, 1 m breit, 10-fach gefaltet auf 10 cm Breite | | | | | |
| 0,5 m x 1 m | unsteril | 1 Stück | 110404653664 | 132121 | 100 Btl./Kt. |
| 1 m x 1 m | unsteril | 1 Stück | 110404658839 | 132122 | 184 FS/Kt. |
| 2 m x 1 m | unsteril | 1 Stück | 110404663118 | 132123 | 92 FS/Kt. |
| 5 m x 1 m | unsteril | 1 Stück | 110404666037 | 132124 | 40 FS/Kt. |
| 10 m x 1 m | unsteril | 1 Stück | 110404670874 | 132125 | 20 FS/Kt. |

| Verbandmull, 1 m breit, handgelegt | | | | | |
|---|----------|---------|--------------|--------|-------------|
| 20 m x 1 m | unsteril | 1 Stück | 110404673793 | 132126 | 12 Btl./Kt. |
| 40 m x 1 m | unsteril | 1 Stück | 110404677278 | 132127 | 5 Btl./Kt. |

| Verbandmull, 0,80 m breit, handgelegt | | | | | |
|--|----------|---------|--------------|--------|--------------|
| 1 m x 0,8 m | unsteril | 1 Stück | 110404657149 | 132130 | 150 Btl./Kt. |
| 2 m x 0,8 m | unsteril | 1 Stück | 110404662552 | 132131 | 100 Btl./Kt. |
| 5 m x 0,8 m | unsteril | 1 Stück | 110404665471 | 132132 | 50 Btl./Kt. |
| 10 m x 0,8 m | unsteril | 1 Stück | 110404668390 | 132133 | 25 Btl./Kt. |
| 20 m x 0,8 m | unsteril | 1 Stück | 110404672006 | 132134 | 15 Btl./Kt. |

MULLZUSCHNITTE

| Größe | | Originalpackung | PZN / PPN | Art.-Nr. | Versandeinheit (Versand ab 1 Packg.) |
|------------|----------|-----------------|--------------|----------|---|
| 10 x 10 cm | unsteril | 100 Stück | 110435609940 | 132311 | 60 Btl./Kt. |
| 10 x 10 cm | unsteril | 500 Stück | 110408209342 | 132312 | 30 Btl./Kt. |
| 15 x 15 cm | unsteril | 500 Stück | 110408210136 | 132313 | 20 Btl./Kt. |
| 20 x 20 cm | unsteril | 50 Stück | 110405036066 | 132314 | 100 Btl./Kt. |
| 20 x 20 cm | unsteril | 100 Stück | 110405037756 | 132315 | 80 Btl./Kt. |
| 20 x 20 cm | unsteril | 500 Stück | 110407787330 | 132316 | 10 Btl./Kt. |
| 30 x 30 cm | unsteril | 500 Stück | 110407789683 | 132317 | 7 Ballen/Kt. |
| 40 x 40 cm | unsteril | 500 Stück | 110407790477 | 132318 | 5 Ballen/Kt. |

TAMPONADESTREIFEN

ANWENDUNG:

Tamponadestreifen sind anzuwenden zum Einführen in und Ausfüllen von kleinen Körperhöhlen; in der Mundhöhle bis zum Rachen, im Gehörgang bis zum Trommelfell oder in der Nasenhöhle; zur vorübergehenden Anwendung.

BESCHREIBUNG:

- aus 100 % Zellwolle
- Mullband mit fester Webkante
- hohe Nassfestigkeit
- in gerollter Form erhältlich

VERPACKUNG:

unsteril in der Faltschachtel

steril eingesiegelt im Beutel aus Spezialpapier, mit Sterilisationsindikator
Sekundärverpackung:
Faltschachtel bzw. Druckverschlussbeutel



SAUGKOMPRESSEN mit Zellulosekern

ANWENDUNG:

Saugkompressen eignen sich zur Versorgung sehr stark sezernierender Wunden in allen medizinischen Bereichen.
Die Komresse ist neben ihrer Hautfreundlichkeit besonders weich und anschmiegsam. Dadurch wird eine gute Polsterung und eine hohe Saugleistung erzielt.

BESCHREIBUNG:

- gebrauchsfertige Saugkomresse
- farbige Seite = Rückseite, wasserhemmend, verhindert Durchschlagen des Sekrets (Wäscheschutz)
- nicht wundhaftend, kein Verkleben
- hergestellt aus mehreren Materialschichten
- mit Saugkern ausgestattet
- erhältlich in unterschiedlichen Abmessungen
- rundum geschlossen
- werden steril (EO) und unsteril angeboten



VERPACKUNG:

unsteril 10 Stück im Druckverschlussbeutel
25 Stück in der Faltschachtel

steril eingesiegelt im Beutel aus Spezialpapier, mit Sterilisationsindikator
Sekundärverpackung:
Faltschachtel

TAMPONADESTREIFEN

| Größe | | Originalpackung | PZN / PPN | Art.-Nr. | Versandeinheit (Versand ab 1 Packg.) |
|--------------------|----------|-----------------|--------------|----------|---|
| 1 cm x 2,5 m* | unsteril | 10 Stück | 110740256909 | 171210 | 184 FS/Kt. |
| *doppelt gewickelt | steril | 5 x 1 Stück | 110026363322 | 171222 | 10 Btl./FS |
| | | 50 x 1 Stück | 110026351515 | 171220 | 16 FS/Kt. |
| 1 cm x 5 m | unsteril | 10 Stück | 110740257572 | 171211 | 184 FS/Kt. |
| | steril | 5 x 1 Stück | 110026494034 | 171225 | 10 Btl./FS |
| | | 50 x 1 Stück | 110026365675 | 171223 | 16 FS/Kt. |
| 2 cm x 5 m | unsteril | 10 Stück | 110740258138 | 171212 | 184 FS/Kt. |
| | steril | 5 x 1 Stück | 110026395258 | 171227 | 8 Btl./FS |
| | | 25 x 1 Stück | 110026394692 | 171226 | 16 FS/Kt. |
| 6 cm x 5 m | steril | 2 x 1 Stück | 111115867856 | 171218 | 10 Btl./FS |
| 8 cm x 5 m | steril | 2 x 1 Stück | 111404097710 | 171219 | 10 Btl./FS |

SAUGKOMPRESSEN mit Zellulosekern

| Größe | | Originalpackung | PZN / PPN | Art.-Nr. | Versandeinheit (Versand ab 1 Packg.) |
|-------------------|--|-----------------|--------------|----------|---|
| 10 x 10 cm | | | | | |
| unsteril | | 10 Stück | 111923109673 | 140041 | 50 Btl./Kt. |
| | | 25 Stück | 111923110467 | 140042 | 32 FS/Kt. |
| steril | | 5 x 1 Stück | 111918894026 | 1400452 | 30 FS/Kt. |
| | | 25 x 1 Stück | 111918889747 | 1400451 | 6 FS/Kt. |
| 10 x 20 cm | | | | | |
| unsteril | | 10 Stück | 111923111033 | 140065 | 50 Btl./Kt. |
| | | 25 Stück | 111923112723 | 140066 | 12 FS/Kt. |
| steril | | 5 x 1 Stück | 111918895716 | 1400652 | 30 FS/Kt. |
| | | 25 x 1 Stück | 111918890541 | 1400651 | 6 FS/Kt. |
| 15 x 25 cm | | | | | |
| unsteril | | 10 Stück | 111923113386 | 140113 | 25 Btl./Kt. |
| | | 25 Stück | 111923115642 | 140114 | 12 FS/Kt. |
| steril | | 5 x 1 Stück | 111918896379 | 1401152 | 30 FS/Kt. |
| | | 25 x 1 Stück | 111918893460 | 1401151 | 6 FS/Kt. |



PATIENTENSERVJETTEN

ANWENDUNG:


Patientenservietten dienen als Behandlungsschutz der Patienten im Dentalbereich; auch der Einsatz in Krankenhäusern und Seniorenheimen ist möglich.

BESCHREIBUNG:

- Abmessung 42 x 42 cm
- aus Textilersatzkrepp-Papier
- weißes, chlorfrei gebleichtes Schutz- und Saugmaterial

VERPACKUNG:

- im bedruckten Klappenbeutel



ZAHNWATTEROLLEN

ANWENDUNG:

Zahnwatterollen sind wichtiges Hilfsmittel in der zahnärztlichen Praxis, besonders geeignet als Saugmaterial bei zahnärztlichen Eingriffen um das Behandlungsfeld trocken zu halten.

BESCHREIBUNG

- gebrauchsfertige Zahnwatterollen
- 100 % Verbandwatte aus Baumwolle
- chlorfrei gebleicht
- ca. 35 mm lang
- werden unsteril angeboten

VERPACKUNG:

- im praktischen Druckverschlussbeutel



ZELLSTOFFWATTE ungebleicht

ANWENDUNG:


Ungebleichte Zellstoffwatte dient als Polster-, Hygiene- und Reinigungsmaterial im medizinischen, veterinärmedizinischen und sonstigen Bereichen.

BESCHREIBUNG

- gebrauchsfertige Zellstoffwatte in Lagen
- aus 100 % Altpapier
- ungebleicht

VERPACKUNG:

- 5 kg in Folie



PATIENTENSERVJETTEN

| Größe | | Originalpackung | PZN | Art.-Nr. | Versandeinheit (Versand ab 1 Packg.) |
|------------|----------|------------------------------|-----------------|----------|---|
| 42 x 42 cm | unsteril | ca. 100 Stück ca. 1.000 g | 04046039 | 121101 | 10 PE-Btl./Kt. |

ZAHNWATTEROLLEN

| Größe | | | Originalpackung | PZN / PPN | Art.-Nr. | Versandeinheit (Versand ab 1 Packg.) |
|-------|---------|----------|----------------------------|--------------|----------|---|
| Gr. 1 | Ø 8 mm | unsteril | ca. 300 g ca. 800 Stück | 110731449267 | 121210 | 25 Btl./Kt. |
| Gr. 2 | Ø 10 mm | unsteril | ca. 300 g ca. 750 Stück | 110731450061 | 121211 | 25 Btl./Kt. |
| Gr. 3 | Ø 12 mm | unsteril | ca. 300 g ca. 450 Stück | 110731451751 | 121212 | 25 Btl./Kt. |

ZELLSTOFFWATTE ungebleicht

| Größe | | Originalpackung | PZN | Art.-Nr. | Versandeinheit (Versand ab 1 Packg.) |
|----------------|----------|-----------------|-----------------|----------|---|
| ca. 20 x 20 cm | unsteril | 5 kg | 03058218 | 121065 | 3 Ballen / Kt. |
| ca. 20 x 30 cm | unsteril | 5 kg | 03058170 | 121066 | 3 Ballen / Kt. |
| ca. 40 x 60 cm | unsteril | 5 kg | 03058052 | 121068 | 3 Ballen / Kt. |



ZELLSTOFFTUPFER FES-ZELL

ANWENDUNG:


FES-Zell werden zur äußeren Wundversorgung, zur Hautreinigung vor Injektionen und Infusionen sowie als Saugpolster bei kleineren Verletzungen angewendet. Sie sind gut geeignet für verschiedenste Labortätigkeiten bzw. im Kosmetikbereich.

BESCHREIBUNG:

- gebrauchsfertige, vorgestanzte Zellstofftupfer
- 12-lagig, sehr saugfähig
- hochgebleicht nach Anforderungen des DAB
- weich und abriebfest
- einfaches Abreißen
- werden unsteril angeboten

VERPACKUNG:

- 100 Stück in der Faltschachtel
- 2 x 500 Stück im PE-Beutel



... sehr hohe Saugleistung durch 12-Lagigkeit!

SPENDERBOX ... für FES-ZELL Tupfer



ANWENDUNG:

Eignet sich zur Entnahme von Zellstofftupfern von der Rolle bzw. als Entnahmebehälter für andere gerollte Verbandstoffe.

BESCHREIBUNG:

- Klarsichtbehälter aus Kunststoff
- schützt die Zellstofftupfer vor Verschmutzung
- sichert einfache und schnelle Entnahme

VERPACKUNG:

- im PE-Beutel und Karton


ZELLSTOFFTUPFER FES-ZELL

| Größe | | Originalpackung | PZN / PPN | Art.-Nr. | Versandeinheit (Versand ab 1 Packg.) |
|----------|----------|-----------------|--------------|----------|---|
| 4 x 5 cm | unsteril | 100 Stück | 110885118616 | 121201 | 36 FS/Kt. |
| 4 x 5 cm | unsteril | 2 x 500 Stück | 110020979286 | 121202 | 10 Btl./Kt. |



SPENDERBOX ... für FES-ZELL Tupfer

| Größe | Originalpackung | PZN | Art.-Nr. | Versandeinheit (Versand ab 1 Packg.) |
|------------------------|-----------------|----------|----------|---|
| Verbandstoffbox | | | | |
| | 1 Stück | 07308089 | 180001 | 1 Stück |



ZELLSTOFFWATTEBLÄTTCHEN

ANWENDUNG:

Zellstoffwatteblättchen eignen sich aufgrund ihrer kleinen Zuschnittsgröße hervorragend zur sparsamen hygienischen Verwendung in zahlreichen Bereichen der Medizin und zur „kleinen Desinfektion“.

BESCHREIBUNG

- aus hochgebleichten, miteinander verfilzten Zellulosefäserchen
- mehrere übereinanderliegende gekreppte Einzellagen
- TCF (total chlorfrei gebleicht), in Anlehnung an die Anforderungen des DAB
- weich und abriebfest

VERPACKUNG:

- in der Faltschachtel bzw. bedrucktem Klappenbeutel



VERBANDZELLSTOFF hochgebleicht, konfektioniert

ANWENDUNG:

Verbandzellstoff ist vielseitig einsetzbar im medizinischen Bereich, speziell in der Wundversorgung in Kombination mit anderen Wundversorgungssystemen als kostengünstiges zusätzliches Saug-, Schutz- und Polstermaterial, bei kleinen Verletzungen als Saugpolster.

BESCHREIBUNG

- aus hochgebleichten, miteinander verfilzten Zellulosefäserchen
- mehrere übereinanderliegende gekreppte Einzellagen
- TCF (total chlorfrei gebleicht), in Anlehnung an die Anforderungen des DAB
- weich und abriebfest

VERPACKUNG:

- im bedruckten Klappenbeutel



ZELLSTOFFWATTEBLÄTTCHEN

| Größe | | Originalpackung | PZN / PPN | Art.-Nr. | Versandeinheit (Versand ab 1 Packg.) |
|------------|----------|-----------------|--------------|----------|---|
| 4 x 6 cm | unsteril | 500 g | 110404582118 | 121001 | 14 FS/Kt. |
| 12 x 13 cm | unsteril | 300 g | 110404581552 | 121002 | 30 PE-Btl./Kt. |
| 20 x 20 cm | unsteril | 300 g | 110404583808 | 121003 | 30 PE-Btl./Kt. |



VERBANDZELLSTOFF hochgebleicht, konfektioniert

| Größe | | Originalpackung | PZN / PPN | Art.-Nr. | Versandeinheit (Versand ab 1 Packg.) |
|------------|----------|-----------------|--------------|----------|---|
| 20 x 40 cm | unsteril | 100 g | 110461380541 | 121010 | 50 PE-Btl./Kt. |
| 30 x 40 cm | unsteril | 250 g | 110461381107 | 121011 | 20 PE-Btl./Kt. |
| 60 x 40 cm | unsteril | 500 g | 110461382894 | 121012 | 10 PE-Btl./Kt. |
| 60 x 40 cm | unsteril | 1000 g | 110461383460 | 121013 | 5 PE-Btl./Kt. |

ANWENDUNG:


Verbandzellstoff ist vielseitig einsetzbar im medizinischen Bereich, speziell in der Wundversorgung in Kombination mit anderen Wundversorgungssystemen als kostengünstiges zusätzliches Saug-, Schutz- und Polstermaterial, bei kleinen Verletzungen als Saugpolster und zur „kleinen Desinfektion“.

BESCHREIBUNG

- aus hochgebleichten, miteinander verfilzten Zellulosefäserchen
- mehrere übereinanderliegende gekreppte Einzellagen
- TCF (total chlorfrei gebleicht), in Anlehnung an die Anforderungen des DAB
- weich und abriebfest

VERPACKUNG:

- 1000 g - Originalpackungen im Klappenbeutel
- 5 kg- und 10 kg - Originalpackungen im Karton, teilweise als Ballen in Folie



| Größe | | Originalpackung | PZN / PPN | Art.-Nr. | Versandeinheit (Versand ab 1 Packg.) |
|------------|----------|-----------------|--------------|----------|---|
| 9 x 9 cm | unsteril | 1000 g | 110404574920 | 121022 | 4 Btl./Kt. |
| 15 x 20 cm | unsteril | 1000 g | 110404578405 | 121023 | 6 Btl./Kt. |
| 20 x 30 cm | unsteril | 1000 g | 110404580986 | 121024 | 5 Btl./Kt. |
| 30 x 40 cm | unsteril | 1000 g | 110404579068 | 121025 | 5 Btl./Kt. |

| | | | | | |
|------------|----------|------|--------------|--------|----------|
| 6 x 6 cm | unsteril | 5 kg | 110409456491 | 121030 | 1 Karton |
| 9 x 9 cm | unsteril | 5 kg | 111235403955 | 121027 | 1 Karton |
| 20 x 20 cm | unsteril | 5 kg | 110751053751 | 121044 | 1 Karton |
| 20 x 30 cm | unsteril | 5 kg | 110408240843 | 121038 | 1 Karton |
| 20 x 40 cm | unsteril | 5 kg | 110751054317 | 121050 | 1 Karton |
| 30 x 40 cm | unsteril | 5 kg | 110408243762 | 121041 | 1 Karton |
| 40 x 60 cm | unsteril | 5 kg | 110735911228 | 121046 | 1 Ballen |

| | | | | | |
|------------|----------|-------|--------------|--------|----------|
| 12 x 12 cm | unsteril | 10 kg | 110408234874 | 121033 | 1 Karton |
| 15 x 15 cm | unsteril | 10 kg | 110408236006 | 121035 | 1 Karton |
| 15 x 20 cm | unsteril | 10 kg | 110408237793 | 121036 | 1 Karton |
| 20 x 20 cm | unsteril | 10 kg | 110408238359 | 121037 | 1 Karton |
| 25 x 30 cm | unsteril | 10 kg | 110408241409 | 121039 | 1 Karton |
| 40 x 60 cm | unsteril | 10 kg | 110460388281 | 121043 | 1 Ballen |



Allgemeine Geschäfts-, Liefer- und Zahlungsbedingungen

§ 1 Allgemeine Bestimmungen

1. Für Lieferungen und Leistungen (im Folgenden „Lieferung“) durch die FESMED Verbandmittel GmbH gelten diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen, soweit nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist. Der Besteller erklärt mit seiner Bestellung oder mit der Erfüllung des Vertrages die Geltung dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für künftige Vertragsbeziehungen, auch wenn ihre Geltung hierfür nicht ausdrücklich vereinbart wird.
2. Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Bestellers, welche diesen Bedingungen entgegenstehen oder zu unserem Nachteil ergänzen, wird widersprochen. Sie entfalten nur Wirksamkeit, sofern wir diesen ausdrücklich zustimmen. Eine vorbehaltlose Ausführung des Auftrages in Kenntnis entgegenstehender Allgemeiner Geschäftsbedingungen bedeutet keine Zustimmung.

§ 2 Erfüllungsort

Erfüllungsort für alle Leistungen aus dem Liefervertrag ist der Ort der Handelsniederlassung des Verkäufers.

§ 3 Angebote

Erste Angebote werden in der Regel kostenlos abgegeben. Die zum Angebot gehörenden Unterlagen, wie Prüfwerte, Mischungsbestandteile u.a. besitzen Orientierungscharakter. Angaben in Angeboten und/oder Auftragsbestätigungen des Lieferanten, die auf einem offensichtlichen Irrtum beruhen, u.a. Schreib- oder Rechenfehler, verpflichten den Lieferer nicht. Es gilt die offensichtlich gewollte Erklärung.

§ 4 Vertragsinhalt

1. Alle Verkäufe werden nur zu bestimmten Leistungsterminen bzw. -fristen, Mengen, Artikeln, Qualitäten und Preisen abgeschlossen.
2. Für den Umfang der Lieferung ist ein schriftlicher Auftrag des Käufers und eine schriftliche Bestätigung des Verkäufers maßgebend. Nebenabreden und Änderungen sowie Vertragsaufhebungen bedürfen der schriftlichen Bestätigung des Verkäufers.
3. Als zugesichert gelten nur solche Parameter, die im Vertrag ausdrücklich als zugesichert angegeben oder nach dem Vertragsinhalt als solche eindeutig erkennbar sind.
4. Für den Export gelten gesonderte Vereinbarungen.

§ 5 Lieferung

1. Die Lieferungen erfolgen entsprechend der individuell vereinbarten Frachtfreigrenzen in Deutschland franko Empfangsstation. Bei Paletten wird die Sicherungsg Gebühr der Spedition erhoben.
Die Lieferung der Ware erfolgt in jedem Fall auf Gefahr des Käufers. Die Art der Versendung ist dem Verkäufer überlassen.
2. Verpackung wird berechnet, soweit eine Spezialverpackung vom Käufer gewünscht wird.
3. Die Ware ist unversichert zu versenden, wenn nichts anders vereinbart ist.
4. Wenn infolge des Verschuldens des Käufers die Abnahme nicht rechtzeitig erfolgt, so steht dem Verkäufer nach seiner Wahl das Recht zu, nach Setzung einer Nachfrist von 10 Tagen entweder eine Rückstandsrechnung auszustellen oder vom Vertrag zurückzutreten und / oder Schadenersatz zu verlangen. Die Lieferzeit beginnt mit Absendung der Auftragsbestätigung. Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf der Liefergegenstand die Produktionseinheit bzw. das Lager verlassen hat oder die Versandbereitschaft mitgeteilt ist.
5. Die Gefahr geht auch bei frachtfreier Lieferung wie folgt auf den Besteller über: Bei Lieferungen, wenn sie zum Versand gebracht oder abgeholt worden sind. Auf Wunsch und Kosten des Bestellers werden Lieferungen vom Lieferer gegen die üblichen Transportrisiken versichert.

§ 6 Beachtung gesetzlicher Bestimmungen durch den Besteller

Soweit im Einzelfall nicht anders vereinbart, ist der Besteller für die Beachtung gesetzlicher und behördlicher Vorschriften über Einfuhr, Transport, Lagerung und Verwendung der Produkte verantwortlich.

§ 7 Unterbrechung der Lieferung

1. Bei höherer Gewalt, Arbeitskampfmaßnahmen, behördlichen Maßnahmen sowie solchen unverschuldeten Betriebsstörungen, die länger als 1 Woche gedauert haben oder voraussichtlich dauern, wird die Lieferfrist oder Annahmefrist ohne weiteres um die Dauer der Behinderung, längstens jedoch um 5 Wochen zuzüglich Nachlieferungsfrist verlängert. Die Verlängerung tritt nicht ein, wenn der anderen Partei nicht unverzüglich Kenntnis vom Grund der Behinderung gegeben wird, sobald zu übersehen ist, dass die vorgenannten Fristen nicht eingehalten werden können.
2. Ist die Lieferung bzw. Abnahme nicht rechtzeitig erfolgt, so kann die andere Vertragspartei vom Vertrag zurücktreten.
3. Hat die Behinderung länger als 5 Wochen gedauert und wird der anderen Vertragspartei auf Anfrage nicht unverzüglich mitgeteilt, dass rechtzeitig geliefert oder abgenommen werde, dann kann die andere Vertragspartei sofort vom Vertrag zurücktreten.
4. Schadenersatzansprüche sind in den vorgenannten Fällen ausgeschlossen.

§ 8 Nachlieferungsfrist

1. Nach Ablauf der Lieferungsfrist wird ohne Erklärung eine Nachlieferungsfrist von der Dauer der Lieferungsfrist, längstens jedoch 18 Tagen, in Lauf gesetzt. Nach Ablauf der Nachlieferungsfrist gilt der Rücktritt vom Vertrag unter Ausschluss von Schadenersatzansprüchen als erfolgt.

Der Rücktritt nach Satz 1 tritt nicht ein, wenn der Käufer in dieser Frist erklärt, dass er auf Erfüllung des Vertrages besteht.

Der Verkäufer wird jedoch von der Lieferverpflichtung befreit, wenn ihm auf seine Anfrage innerhalb der Nachlieferungsfrist keine Äußerung des Käufers zugeht, dass dieser auf der Vertragserfüllung bestehe.

2. Vor Ablauf der Nachlieferungsfrist sind Ansprüche des Käufers wegen verspäteter Lieferung ausgeschlossen.

§ 9 Mängelrüge

1. Beanstandungen sind spätestens innerhalb von 2 Wochen nach Empfang der Ware an den Verkäufer abzusenden.
2. Beanstandungen nach Verarbeitung der Ware bzw. Weiterverkauf sind ausgeschlossen.
3. Handelsübliche oder geringe, nicht vermeidbare Abweichungen der Qualität, Farbe, Preis, des Gewichtes, der Ausrüstung o.ä. stellen keine Mängel dar.
4. Bei berechtigten Beanstandungen hat der Verkäufer das Recht auf Nachbesserung oder Lieferung mangelfreier Ersatzware innerhalb von 10 Tagen nach Rückempfang der Ware. Dem Lieferer ist eine Prüfung des Mangels vor der Rücklieferung einzuräumen.
5. Nach Ablauf der in Ziffer 4 genannten Fristen gelten die gesetzlichen Bestimmungen.
6. Bei versteckten Mängeln gelten die gesetzlichen Bestimmungen.
7. Für Schäden aus ungeeigneter bzw. unsachgemäßer Verwendung oder Lagerung wird keine Gewähr übernommen.
8. Der Käufer gewährleistet die umgehende Besichtigung der gerügten Ware durch den Verkäufer.

§ 10 Rabatt

Die Gewährung von Rabatten bei Erreichung bestimmter Mengen pro vertraglich zu vollziehender Lieferung erfolgt nach Vereinbarung auf dem Rechnungsbetrag ohne Umsatzsteuer.

§ 11 Zahlung

1. Berechnung und Zahlung erfolgen in Euro nach Rechnungsstellung.
2. Die Zurückhaltung von Zahlungen oder Aufrechnung wegen etwaiger, vom Verkäufer bestrittener oder nicht rechtskräftig festgestellter Gegenansprüche des Käufers ist ausgeschlossen.
3. Rechnungen sind zahlbar innerhalb von 30 Tagen vom Tage der Ausstellung an. Die Frist ist nur eingehalten, wenn das Geld innerhalb der genannten Frist bei uns eingegangen ist bzw. bei Bezahlung mit Scheck oder Lastschriftverfahren uns vorbehaltlos gutgeschrieben ist.
4. Wurde die Ware 30 Tage nach Fälligkeit und Rechnungserhalt noch nicht bezahlt, kommt der Kunde in Verzug, ohne dass es einer Mahnung bedarf. In diesem Fall hat er Verzugszinsen in Höhe von 5% über dem jeweils aktuellen Zinssatz für langfristige Refinanzierungsgeschäfte der Europäischen Zentralbank zu zahlen. Anfallende Mahnkosten gehen zu Lasten des Kunden. Entsteht darüber hinaus nachweislich ein höherer Verzugschaden, so kann dieser ebenfalls geltend gemacht werden.
5. Vor völliger Zahlung fälliger Rechnungsbeträge einschließlich Verzugszinsen ist der Verkäufer zu keiner weiteren Lieferung aus laufenden Verträgen verpflichtet.
6. Ist der Käufer mit einer fälligen Zahlung in Verzug oder tritt in seinen Vermögensverhältnissen eine wesentliche Verschlechterung ein, so kann der Verkäufer für noch ausstehende Lieferungen aus laufenden Verträgen unter Fortfall des Zahlungszieles bare Zahlung vor Ablieferung der Ware verlangen.
7. Maßgebend für den Tag der Abfertigung der Zahlung ist in jedem Fall der Postabgangsstempel. Bei Banküberweisung gilt der Vortag der Gutschrift der Bank des Verkäufers als der Tag der Abfertigung der Zahlung.

§ 12 Eigentumsvorbehalt

1. Die gelieferten Waren bleiben bis zu ihrer endgültigen Bezahlung Eigentum des Verkäufers. Das gleiche trifft zu, wenn Zahlungsrückstände aus vorhergehenden Lieferungen bestehen. Der Käufer kann jedoch die Waren im Rahmen eines ordnungsgemäßen Geschäftsbetriebes veräußern oder weiterverarbeiten. Jede Verpfändung oder Sicherungsübereignung dieser Waren zugunsten Dritter ist ohne Zustimmung des Verkäufers ausgeschlossen.

§ 13 Gerichtsstand

Gerichtsstand ist der Ort der Handelsniederlassung des Verkäufers.

§ 14 Regelungen von Streitigkeiten

Streitigkeiten aus dem Vertrag werden durch das ordentliche Gericht oder ein vereinbartes Schiedsgericht entschieden. Wenn das Schiedsgericht nicht als ausschließlich zuständig vereinbart ist, ist das zuerst angerufene Gericht zuständig.

§ 15 Nichtigkeit

Sollten Teile dieser Bedingungen unwirksam sein oder werden, bleiben die übrigen Vereinbarungen gleichwohl wirksam.

Stand: Januar 2024





Impressum:

Produktkatalog/Erzeugnissortiment/Firmeninformation

Herausgegeben von:

FESMED Verbandmittel GmbH · Lerchenstraße 32
D-09669 Frankenberg/Sachsen

Handelsregister:

Amtsgericht Chemnitz HRB 7776 · Geschäftsführer: Janine Flach

Tel.: +49 (0) 37206 - 2296 · Fax: +49 (0) 37206 - 2297

E-Mail: info@fesmed.de · Internet: www.fesmed.de

Fotografie: Ines Escherich · Portrait & Industrie Fotografie

Druck und Layout: Druckerei Oskar Görner GmbH



FESMED Verbandmittel GmbH

Lerchenstraße 32 | 09669 Frankenberg / Sachsen
Tel.: +49 (0) 37206-2296 | Fax: +49 (0) 37206-2297
www.fesmed.de | info@fesmed.de